

Cavex Bleach Tray Spacer

Lichtuithardende kunsthars voor het creëren van reservoirs in bleeklepels

De nieuwe **Cavex Bleach Tray Spacer** is een gemakkelijk te verwerken blauwgekleurde kunsthars die speciaal ontwikkeld is om reservoirs te creëren in bleeklepels. Applicatie vindt direct plaats vanuit het handzame 2 ml spuitje via de gebogen applicatietip. Tien seconden belichten per oppervlak volstaat voor volledige uitharding van **Cavex Bleach Tray Spacer**.

Cavex Bleach Tray Spacer is een nuttige aanvulling binnen het Cavex VacuFormer System en natuurlijk bij Cavex Bite&White Professional Dental Whitening System. Het product kan uiteraard ook met andere vacuümtrek- en bleeksystemen worden gebruikt.

Cavex Bleach Tray Spacer met Cavex artikelnummer VTo25 wordt geleverd in verpakkingen met 2 spuitjes elk met 2 ml inhoud inclusief 10 applicatietips.



www.cavex.nl

CAVEX

CLEARFIL™ composiet in nieuwe PLT

Kuraray introduceert een nieuwe PLT voor het composiet **Clearfil™ AP-X**, **Clearfil Majesty™ Esthetic** en **Clearfil Majesty™ Posterior**. De vormgeving van de PLT is op diverse punten gewijzigd, maar het composiet zelf blijft ongewijzigd sterk. De nieuwe PLT's zijn voorzien van een langere spuitmond waardoor een precieze applicatie mogelijk is. De aangepaste hoek zorgt voor duidelijk zicht tot aan het eind van de spuitmond. Daarnaast staan voortaan de naam van het composiet, de kleur én expiratedatum op iedere PLT voor optimale controle.



Dental-be@kuraray.eu
www.kuraray-dental.be

kuraray

Introductie unieke roestverwijderaar voor tandartsenbranche

Emergo Metal Treatment introduceert een unieke nieuwe roestverwijderaar. Bij alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten is het een bekend probleem; vliegroeest op het instrumentarium. Lichte bruinachtige verkleuringen die niet alleen esthetisch onprettig zijn, maar daarnaast ook nog eens een broedplaats kunnen vormen voor micro-organismen. Tot op heden waren er weinig middelen hier tegen bestand, aangezien de agressieve middelen niet veilig genoeg waren om op tandarts-instrumentarium te gebruiken. Het nieuwe middel **Innosoft B570** is echter een 100% organisch middel en daarmee geheel veilig voor mens en milieu. Het middel is hard tegen vliegroeest en andere contaminaties, maar zacht voor het metaal en tast daarmee de oxidehuid niet aan. Wanneer u dit middel aanbrengt op het instrumentarium en kort laat inwerken, is de vliegroeest er met een simpele sponsbeweging af te halen. **Innosoft B570** wordt verkocht in combinatie met **Innoprotect B80**; dit -ook 100% organische- middel wordt gebruikt om de achtergebleven residuen te verwijderen, maar brengt tevens een beschermlaagje op nanoschaal aan waardoor vliegroeest in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen wordt. Diverse tandartsen hebben inmiddels ervaring opgedaan met deze nieuwe producten en zijn unaniem enthousiast over deze oplossing die een einde maakt aan vliegroeest! Via onderstaand adres zijn speciale testkits voor de tandartsenbranche te verkrijgen.



Emergo Metal Treatment - 0599 696 420
info@emergo-metal.nl
<http://www.emergo-metal.nl/tandartsen>

Flexitime® Fast&Scan - Dynamix® Speed

Flexitime Fast&Scan

Flexitime Fast & Scan is sneller en scanbaar materiaal die het gamma van het bekende A-siliconen merk Flexitime aanvult.

Met een flexibele verwerkingstijd van 30 sec. tot 1.30 min. en een vaste korte intra-orale uithardingstijd van 2.00 min. is **Flexitime Fast & Scan** ideaal voor het afdrucken van 1 tot 3 elementen. Betrouwbaarheid, precisie en detailweergave liggen vanzelfsprekend op het hoge niveau dat van een Flexitime product verwacht mag worden.

Een afdruk van **Flexitime Fast & Scan** is direct, zonder poeder te scannen voor het maken van een CAD/CAM restauratie. In tegenstelling tot de conventionele verwerking van een afdruk, is het uitgieten van een gipsmodel niet meer nodig. Scanbaar afdruckmateriaal biedt dan ook een werkwijze tussen een conventioneel en een volledig gedigitaliseerd werkproces.

Het assortiment van **Flexitime Fast & Scan** bestaat uit 4 viscositeiten (Putty, Heavy Tray, Light Flow en Medium Flow) en 3 verpakkingsvormen (handmeng, 50 ml cartridges en Dynamix-cartridges voor automatische mengapparaten).

Dynamix Speed

Het nieuwe **Dynamix Speed** mengapparaat werkt dubbel zo snel als zijn voorganger en vult een afdrucklepel in ca. 20 seconden. Met 3 selecteerbare snelheden, zorgt de **Dynamix Speed** voor een snelle en exacte dosering van homogeen en luchtbelvrij gemengd afdruckmateriaal; zelfs putty-materialen. De constante hoge mengkwaliteit draagt bij aan een perfecte afdruk en een goed passende restauratie. Het apparaat heeft een functioneel design en is voorzien van duidelijke bedieningssymbolen voor een eenvoudige en intuïtieve bediening.



info-benelux@heraeus.com
www.heraeus-venus.com